

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA PPC

EQUIPEMENT	NETTOYAGE	REPLACEMENT
MACHINE et HUMIDIFICATEUR	Essuyer la machine toutes les 2 semaines avec un chiffon humide.	
MASQUE <i>y compris le cadre et le coussin</i>	Nettoyer chaque jour ou plus souvent avec du savon doux et de l'eau chaude. Rincer abondamment. N'utilisez pas de savons contenant des parfums ou des colorants.	Tous les 6 à 12 mois. Changer le coussin tous les 6 mois pour réduire les fuites d'air.
COIFFURE	Laver à la main avec un détergent doux pour la vaisselle et sécher une fois par semaine. Ne pas mettre au sèche-linge.	Tous les 6 à 12 mois.
CHAMBRE D'HUMIDIFICATION	Rincer tous les jours et nettoyer toutes les semaines à l'eau chaude savonneuse. N'utilisez que de l'eau distillée pour remplir la chambre.	Tous les 12 mois.
TUYAU/TUBE	Nettoyer chaque semaine à l'eau chaude savonneuse, bien rincer et suspendre pour sécher.	Tous les 12 mois.
FILTRES À POLLEN BLEU FONCÉ (Philips Respironics Dreamstation)	Rincer tous les mois. Assurez-vous que le filtre est sec avant de le placer dans la machine.	Tous les 6 mois.
FILTRES ULTRAFINS BLEU CLAIR (Philips Respironics Dreamstation)	Remplacer uniquement. Ne pas laver.	Tous les 2 mois.
FILTRES À POLLEN GRIS FONCÉ (Philips Respironics Dreamstation2)	Rincer tous les mois. Assurez-vous que le filtre est sec avant de le placer dans la machine.	Tous les 2 mois.
FILTRES ULTRAFINS GRIS CLAIR (Philips Respironics Dreamstation2)	Remplacer uniquement. Ne pas laver.	Every 2 months.
FILTRES BLANCS (ResMed S10 & S11)	Remplacer uniquement.	Tous les 3 à 4 mois.
FILTRES À AIR BLANCS (Fisher & Paykel Sleepstyle)	Remplacer uniquement.	Tous les 3 à 4 mois.

La plupart des compagnies d'assurance prennent en charge le remplacement des fournitures CPAP aux intervalles indiqués ci-dessus. Veuillez vérifier auprès de votre assureur les détails de votre couverture. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe à la clinique.